

MINI-MASSEUR

Manuel d'utilisation

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Mini-masseur
- Manuel d'utilisation

INSTALLATION DES PILES

1. Tourner la partie supérieure du masseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le couvercle.
2. Installez 3 piles AAA (vendues séparément), en fonction de la polarité indiquée (+ / -)
3. Remettez le couvercle en place en respectant les repères sur le côté du produit pour le positionnement.

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Placez le masseur sur la partie du corps que vous souhaitez masser.
2. Appuyez sur le bouton du milieu pour activer la vibration. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

L'appareil ne s'allume pas, ou ne vibre pas suffisamment :

- Remplacer les piles
- Vérifier que les piles soient installées correctement

SPÉCIFICATIONS

Pile :	3 piles AAA (vendues séparément)
Dimensions	89 x 89 x 90 mm
Poids:	148 g
Matériaux :	ABS et silicone
Puissance de sortie:	1,3 VA

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Utilisez un chiffon doux imbibé d'alcool pour nettoyer l'appareil.
- Conserver à l'écart de l'eau, des rongeurs et des températures extrêmes.
- **NE PAS** poser d'objets lourds sur l'appareil
- **NE PAS** essayer de réparer ou de modifier l'appareil vous-même, veuillez confier les réparations à un professionnel



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
 La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
 Fabriqué en Chine
 www.lasource.ca
 © 2019 La Source. Tous droits réservés.

